

PEARL CLAVE

パールクレーブ TC-260HF/TC-220HFL

手術器具・器材等の緊急時の使用に最適な
ハイスピード型高圧蒸気滅菌器です。



特徴

- 機器の電源スイッチをONにし、蒸気発生器に蒸気を準備しておくことにより、緊急時に滅菌サイクルが短期間で行えます。
- 機器は、チャンバー内に連続して蒸気を供給することができる蒸気発生器を内蔵しており、連続使用することが可能です。
- トレーを使用し、被滅菌物を直接チャンバーに収納することにより、滅菌温度135℃、滅菌時間3分で滅菌することが可能です。



仕様

型式
TC-260HF

承認番号
21900BZX00841000

型式
TC-220HF


承認番号
21900BZX00842000




< 外形寸法 (mm) >

型式	TC-260HF	TC-220HFL
チャンバー寸法	(W) φ260mm×(D)355mm	(W) φ220mm×(D)455mm
チャンバー容量	18ℓ	17ℓ
電源電圧	AC100V 30A 50/60Hz	
消費電力	2.85kVA	
重量	約85kg	約87kg
給排水	自動給排水式	
滅菌温度(圧力)	135℃(0.215MPa)	
滅菌時間	3~30分(可変式)	
乾燥方式	加熱式(通気乾燥方式)	
乾燥時間	3~30分(可変式)	
許可番号	13B2X10064	

電源



コンセントプラグ
FW6330



露出コンセント
WF2330
ナショナル 250V 30A



埋め込みコンセント
WF2330
ナショナル 250V 30A

販売店

ご購入・ご相談は、下記へお問い合わせください。

 株式会社 **タマノ**

本社 〒173-0026 東京都板橋区中丸町18-10 TEL03(3974)9600 FAX03(3974)9650
新潟営業所 〒950-2004 新潟市西区平島1301 中野プラザ106 TEL025(233)3377
大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-12 高尾ビル1F TEL06(6352)6440