

日常点検表

点検機器名称

高圧蒸気滅菌器 NA-220S

(株)タマノ 2403_Ver1

年 月～

点検結果の記入は、○(異常なし)・×(異常あり)でおこなう。

点検内容		/	/	/	/	/	/	
点検項目	滅菌器に損傷がないこと(ふたパッキンなど)							
	滅菌器の設置状況に不備がないこと (電源コードなど)							
	滅菌器の周囲に火気等がないこと							
	前回工程完了より10分以上経過していること							
	缶内フィルター、缶内に汚れがないこと							
	被滅菌物の滅菌条件が本器と合致していること							
	扉に被滅菌物の挟み込み等なく、ハンドルを スライドししっかりとロックできていること							
	滅菌及び乾燥の時間設定が適切であること							
	作動中	水漏れ、蒸気漏れの無いこと						
		滅菌工程の缶体圧力は？	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa
排蒸後、缶体圧力計が0であることを確認し、扉を 2～3cm開き乾燥工程のランプが点滅していること								
作動後	終了ブザー、完了ランプの点灯確認後、 滅菌物を取り出すこと							
作動開始時刻		:	:	:	:	:	:	
滅菌物取り出し時刻		:	:	:	:	:	:	
点検者								
備考								