

# 日常点検表

点検機器名称

高圧蒸気滅菌器 TC-240GS

(株)タマノ 2403\_Ver1

年 月～

点検結果の記入は、○(異常なし)・×(異常あり)でおこなう。

		点検内容	/	/	/	/	/	/
点 検 項 目	作 動 前	滅菌器に損傷がないこと(ふたパッキンなど)						
		滅菌器の設置状況に不備がないこと (電源コードなど)						
		滅菌器の周囲に火気等がないこと						
		缶内フィルター、水槽内フィルターに汚れがないこと						
		被滅菌物の滅菌条件が本器と合致していること						
		扉に被滅菌物の挟み込み等なく、ハンドルを スライドししっかりとロックできていること						
		滅菌及び乾燥の時間設定が適切であること						
	作 動 中	水漏れ、蒸気漏れの無いこと						
		滅菌工程の缶体圧力は？	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa
	作 動 後	缶体圧力計が0であることを確認し						
滅菌物を取り出すこと								
作動開始時刻		:	:	:	:	:	:	
滅菌物取り出し時刻		:	:	:	:	:	:	
点検者								
備考								