

# コストパフォーマンスを追求した オートクレーブ



PEARL CLAVE TC-240GS



## コストパフォーマンスを実現する 充実した機能

### ● 大容量コンパクトサイズ

当社従来品より収納容量が大きくなりました。  
外寸は 10%小型化を実現しました。

### ● 連続運転で稼働率 UP

滅菌、乾燥終了直後に滅菌がスタートできます。  
冷却時間が不要になりました。

### ● 乾燥性能 UP

乾燥において新システムを導入し、当社従来品に比べ  
乾燥性能が向上しました。

### ● 静音化を実現

当社従来品に比べ、運転音を大幅に低減しました。




PEARL CLAVE TC-240GS

## 液晶モニターとイラストキーで 操作しやすさに配慮



## 2重ロックで安全性を確保


扉の開閉は、2重ロックで制御して安全性を高めました。  
ロックの動作は、開閉からロックまで一つの流れで簡単に行えます。




## ■本体仕様

品名	全自動高圧蒸気滅菌器 パールクレープ TC-240GS
型式	TC-240GS
外形寸法	幅430×奥行508(ハンドル含まず)×高さ330mm(ゴム足含まず)
本体質量	約28kg
使用電源	AC100V±10V:50/60Hz
消費電力	MAX1,350VA
入力装置	シートキースイッチ
表示	モノクロ液晶
伍内有効寸法	Φ235×340mm
収納力	18cm丸カスト2個又は角カスト1個
貯水槽容量	4.6L
乾燥方式	ヒーター加熱+エアブロー(ドア閉め乾燥)
滅菌温度	115℃・121℃・135℃
滅菌時間	115℃/38~99分 121℃/24~99分 135℃/7~99分
乾燥時間設定(標準)	0~99分(30分)※115℃は無し
予約タイマー	ダイレクトに日時指定予約
圧力計	0~0.4MPa
安全弁吹出圧力	0.26MPa
安全装置	安全弁・温度ヒューズ・空焚き防止温度ヒューズ・漏電ブレーカー
付属品	スノコ
推奨使用環境	温度範囲5~35℃・湿度範囲20~80%(ただし、結露のないこと)
オプション	角カスト・架台・金網バスケット・サーマル用紙・ジャーナルプリンター(サーマル方式:白黒印字)・積重式トレイ・トレイ取っ手
医療機器一般の名称	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器クラス	クラスII(特定保守管理医療機器)
認証番号	227AIBZX00006000
対応規格	新JIS規格(JIST7324:2005等) EMC規格(JISC1806-1:2010) 電気用品安全法 各種適合

## ■外形寸法図



## ■電源



コンセントプラグ



コンセント  
AC125V 15A

## ■オプション



専用架台



専用角カスト



専用半月カゴ



専用丸カスト



専用平カスト



専用バスケット



株式会社 **タマノ**

本社: 〒174-0065 東京都板橋区若木1-8-23  
TEL: 03-6915-7800 FAX: 03-3550-7191  
新潟営業所: 〒950-2004 新潟市西区平島1301 中野プラザ106 TEL: 025-233-3377  
大阪営業所: 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-12 高尾ビル1F TEL: 06-6352-6440  
URL: <http://www.kabu-tamano.co.jp>

販売店 ご購入・ご相談は下記へお問い合わせください。